



GC UNIFAST III

Nachfüllpackung 300 g Pulver A2



Artikelnr.: 67106
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 0.38 kg
Höhe: 160 mm
Breite: 77 mm
Länge: 165 mm

€ 154,76

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 300 g Pulver A2

GC UNIFAST III ist ein selbsthärtender Acrylkunststoff für provisorische Inlays, Kronen, Brücken und Restaurationen. GC UNIFAST III - führt die SURF-Technologie (Surface Uniformity Revolutionary Fixation Technology), eine neue und revolutionäre Polymerverarbeitungstechnologie ein. Die Handhabung, die physikalischen Eigenschaften und die Ästhetik haben eine Klasse erreicht, die alle Erwartungen an Pulver-/Flüssigkeits-Kunststoffen weit übertreffen. GC UNIFAST III wird wie GC Pattern Resin in der Pinseltechnik verarbeitet. Kombination: Optiglaze.