



GC UNIFAST III

Nachfüllpackung 300 g Pulver A3



Artikelnr.: 67275

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.393 kg

Höhe: 160 mm

Breite: 77 mm

Länge: 165 mm

€ 156,97

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 300 g Pulver A3

GC UNIFAST III ist ein selbsthärtender Acrylkunststoff für provisorische Inlays, Kronen, Brücken und Restaurationen. GC UNIFAST III - führt die SURF-Technologie (Surface Uniformity Revolutionary Fixation Technology), eine neue und revolutionäre Polymerverarbeitungstechnologie ein. Die Handhabung, die physikalischen Eigenschaften und die Ästhetik haben eine Klasse erreicht, die alle Erwartungen an Pulver-/Flüssigkeits-Kunststoffen weit übertreffen. GC UNIFAST III wird wie GC Pattern Resin in der Pinseltechnik verarbeitet. Kombination: Optiglaze.