



MEIPREP Diamanten

Packung 5 Stück FG, Figur 569 (855P), ISO 016



Artikelnr.: 67325

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

€ 45,05

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten FG, Figur 569 (855P), ISO 016

Die nicht diamantierten, spiralförmig angeordneten Kühlkanäle der MEIPREP-Diamanten garantieren ein atraumatisches, schnelles und damit wirtschaftliches Arbeiten. Durch das kontinuierliche Unterbrechen des Schleifvorganges und die dauerhafte optimale Kühlung der Präparationsareale wird eine mögliche Hitzeentwicklung von Beginn an minimiert. Die super grobe Körnung der MEIPREP-Diamanten gewährleistet eine hohe Schneidleistung und damit eine ökonomische Präparationsdauer. Durch die Formenvielfalt können nahezu alle in der Praxis anfallenden Präparationen durchgeführt werden.