



## GC UNIFAST III

Nachfüllpackung 300 g Pulver incisal



Artikelnr.: 67334  
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)  
Gewicht: 0.38 kg  
Höhe: 160 mm  
Breite: 77 mm  
Länge: 165 mm

**€ 154,76**

Zzgl. MwSt.

**Nachfüllpackung** 300 g Pulver incisal

GC UNIFAST III ist ein selbsthärtender Acrylkunststoff für provisorische Inlays, Kronen, Brücken und Restaurationen. GC UNIFAST III - führt die SURF-Technologie (Surface Uniformity Revolutionary Fixation Technology), eine neue und revolutionäre Polymerverarbeitungstechnologie ein. Die Handhabung, die physikalischen Eigenschaften und die Ästhetik haben eine Klasse erreicht, die alle Erwartungen an Pulver-/Flüssigkeits-Kunststoffen weit übertreffen. GC UNIFAST III wird wie GC Pattern Resin in der Pinseltechnik verarbeitet. Kombination: Optiglaze.