



Serviettenkettchen variabel

Stück Länge ca. 40 cm



Artikelnr.: 67375

Hersteller: Euronda Deutschland GmbH

Gewicht: 0.014 kg

Höhe: 10 mm

Breite: 62 mm

Länge: 91 mm

€ 5,53

Zzgl. MwSt.

Stück Serviettenkette Länge ca. 40 cm

Serviettenkettchen aus kleinen verchromten Kügelchen. An den Enden befinden sich kräftige Krokodilklemmen für die Befestigung der Servietten. Die einfache, nicht verstellbare Variante ist ca. 40cm lang. Die verstellbare Ausführung kann bis zu einer Länge von ca. 45cm verstellt werden. So können Patientenservietten einfach umgehängt und flexibel angepasst werden. Beide Modelle sind mehrfach verwendbar und können bei Bedarf bis zu 25 Mal sterilisiert werden.