



HyFlex® CM

Packung 6 Stück 25 mm, Taper.04 ISO 025



Artikelnr.: 67470

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.036 kg

Höhe: 18 mm

Breite: 66 mm

Länge: 120 mm

€ 54,56

Zzgl. MwSt.

Packung 6 NiTi-Feilen 25 mm, Taper.04 ISO 025

Die bewährte regenerative NiTi-Feile *HyFlex® CM* gibt es ab sofort auch als vorsterilisierte Feile. Industriell gereinigt und einzeln verpackt ist sie sofort verwendbar und verkürzt damit die Rüstzeit vor der Behandlung erheblich. Zudem entspricht sie höchsten Hygienestandards und weist dieselben Vorteile wie die klassische *HyFlex® CM* auf: Ihre extrem hohe Bruchfestigkeit garantiert sicheres Arbeiten von der Aufbereitung bis zur Obturation. Neben der bekannten Sequenz (6 Instrumente) in 21 und 25 mm Länge, ist die *HyFlex® CM* jetzt zusätzlich in 31 mm Länge erhältlich. Dies ermöglicht ein noch einfacheres Arbeiten, beispielsweise beim Einsatz elektronischer Messgeräte.