



S-U-Modellierwachs

Kegel 45 g blau



Artikelnr.: 67489

Hersteller: Schuler-Dental GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.074 kg

Höhe: 71 mm

Breite: 55 mm

Länge: 56 mm

€ 15,17

Zzgl. MwSt.

Kegel 45 g Wachs blau

Modellierwachs für die Gusstechnik. Farbe blau = hart, Farbe grün = mittelhart. Kontraktionsarm, gute Schabeigenschaften und hohe innere Festigkeit. Die intensive opake Einfärbung bewirkt eine große Konturenschärfe der Modellation. Erstarrungspunkt 64 °C.