



## GC Unifast III Flüssigkeit Pa 260ml

Nachfüllpackung 42 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 67512

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.086 kg

Höhe: 118 mm

Breite: 45 mm

Länge: 46 mm

**€ 20,23**

*Zzgl. MwSt.*

### Nachfüllpackung 42 ml Flüssigkeit

GC UNIFAST III ist ein selbsthärtender Acrylkunststoff für provisorische Inlays, Kronen, Brücken und Restaurationen. GC UNIFAST III - führt die SURF-Technologie (Surface Uniformity Revolutionary Fixation Technology), eine neue und revolutionäre Polymerverarbeitungstechnologie ein. Die Handhabung, die physikalischen Eigenschaften und die Ästhetik haben eine Klasse erreicht, die alle Erwartungen an Pulver-/Flüssigkeits-Kunststoffen weit übertreffen. GC UNIFAST III wird wie GC Pattern Resin in der Pinseltechnik verarbeitet. Kombination: Optiglaze.