



## GC UNIFAST III

Nachfüllpackung 104 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 67587

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.293 kg

Höhe: 153 mm

Breite: 61 mm

Länge: 63 mm

**€ 40,54**

Zzgl. MwSt.

### Nachfüllpackung 104 ml Flüssigkeit

GC UNIFAST III ist ein selbsthärtender Acrylkunststoff für provisorische Inlays, Kronen, Brücken und Restaurationen. GC UNIFAST III - führt die SURF-Technologie (Surface Uniformity Revolutionary Fixation Technology), eine neue und revolutionäre Polymerverarbeitungstechnologie ein. Die Handhabung, die physikalischen Eigenschaften und die Ästhetik haben eine Klasse erreicht, die alle Erwartungen an Pulver-/Flüssigkeits-Kunststoffen weit übertreffen. GC UNIFAST III wird wie GC Pattern Resin in der Pinseltechnik verarbeitet. Kombination: Optiglaze.