



HM-Bohrer C1SDR

Packung 5 Stück rot RA, Figur 004, ISO 014



Artikelnr.: 67600
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 80 mm
Länge: 68 mm

€ 25,20

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer rot RA, Figur 004, ISO 014

Zum Exkavieren von kariösem, weichen Dentin. Für schonenden Materialabtrag mit hoher Schnittleistung. Schneidet nur auf weichem, kariösen Dentin. Auf hartem gesunden Dentin trägt der C1SDR kaum ab. Die perfekte Kombination für eine minimalinvasie Exkavation.

- Kavitätenpräparation
- Drehzahl 50.000 U/min.