



HM-Bohrer C1SDR

Packung 5 Stück rot RA, Figur 004, ISO 018



Artikelnr.: 67641

Hersteller: Edenta AG

Gewicht: 0.007 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 80 mm

Länge: 68 mm

€ 21,60

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer rot RA, Figur 004, ISO 018

Zum Exkavieren von kariösem, weichen Dentin. Für schonenden Materialabtrag mit hoher Schnittleistung. Schneidet nur auf weichem, kariösen Dentin. Auf hartem gesunden Dentin trägt der C1SDR kaum ab. Die perfekte Kombination für eine minimalinvasie Exkavation.

- Kavitätenpräparation
- Drehzahl 50.000 U/min.