



Quick Box

Stück Größe I türkis



Artikelnr.: 67710

Hersteller: Dr. Hinz Dental-Vertriebs

Gewicht: 0.032 kg

Höhe: 40 mm

Breite: 73 mm

Länge: 73 mm

€ 1,03

Zzgl. MwSt.

Stück Box Größe I türkis

Die bunten Quickboxen bieten optimalen Schutz für die Aufbewahrung von KFO-Geräten oder auch Knirscherschienen. Die Luftlöcher in den Boxen verhindern die Bildung von Bakterien. Sie sind in fünf verschiedenen Farben und zwei unterschiedlichen Größen erhältlich.

- Größe I: für Klammern/Knirscherschienen (B x H x T) 7,4 x 3,9 x 7 cm
- Größe II: Für Fränkel/Positioner (B x H x T) 7,7 x 4,7 x 7,5 cm