



GC EXA'lence™ 370

Standard Kit Heavy Body fast



Artikelnr.: 67717
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)
Gewicht: 1.038 kg
Höhe: 111 mm
Breite: 156 mm
Länge: 187 mm

€ 116,90

Zzgl. MwSt.

Standard Kit 370 ml Kartusche Heavy Body Fast, 10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring

GC hat sich die besten Qualitäten zweier großartiger Materialien zunutze gemacht, um das Abformmaterial der nächsten Generation zu schaffen: Vinyl PolyEther Silikon (VPES).

GC EXA'lence™ bietet Ihnen:

- Intrinsische hydrophile Eigenschaften zur Erfassung der feinsten Details, sogar in einer feuchten Umgebung
- Hervorragendes „Flow“ und thixotrope Eigenschaften
- Ausgezeichnete Elastizität mit einem hohen Grad an Belastbarkeit, um Rissbildung standzuhalten
- Milder Pfefferminzgeschmack
- Breites Angebot an Abbindezeiten und Viskositäten