




Kiefermodell-Tray

Stück



Artikelnr.: 67839

Hersteller: Dr. Hinz Dental-Vertriebs

Gewicht: 0.168 kg

Höhe: 83 mm

Breite: 102 mm

Länge: 333 mm

€ 3,89

Zzgl. MwSt.

Stück Tray

Die Trays dienen zur Aufbewahrung von Kiefermodellen, Apparaturen und PA-Modellen. Wechseletiketten mit 4 verschiedenen Farbkodierungsstreifen sichern die notwendige Übersicht und Ordnung. Die Trays sind stapelbar und haben eine Griffmulde, die das praktische Herausnehmen mit einer Hand ermöglicht. In ein Tray passen bis zu fünf gesockelte Modell-Paare.