




Diamantpolierer 9742

Packung 2 Stück blau mittel, HP, Figur 243, 13 mm, ISO 040



Artikelnr.: 67949

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 3 mm

Breite: 69 mm

Länge: 70 mm

€ 31,84

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer blau mittel, HP, Figur 243, Kopflänge: 13 mm, ISO 040

Mehrstufen System.

- 1. Stufe - schwarz - Vorpolutur
- 2. Stufe - grün - Vorpolutur
- 3. Stufe - blau - Politur
- 4. Stufe - rosa - Hochglanzpolitur
- 5. Stufe - gelb - Spiegelglanzpolitur
- Verblend- und Keramiktechnik, Kronen- und Brückentechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.