



Diamantpolierer 9749

Packung 2 Stück blau mittel, HP, Figur 044, 2 mm, ISO 110



Artikelnr.: 67952

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.019 kg

€ 31,84

Zzgl. MwSt.

Packung 2 Polierer blau mittel, HP, Figur 044, 2 mm, ISO 110

Mehrstufen System.

- 1. Stufe - schwarz - Vorpolitur
- 2. Stufe - grün - Vorpolitur
- 3. Stufe - blau - Politur
- 4. Stufe - rosa - Hochglanzpolitur
- 5. Stufe - gelb - Spiegelglanzpolitur
- Verblend- und Keramiktechnik, Kronen- und Brückentechnik
- Drehzahl empf. 7.000 - 12.000 U/min., max. 20.000 U/min.