

Dampfstrahlgeräte D-S 100

Stück



Artikelnr.: 67978

Hersteller: Harnisch & Rieth GmbH&Co.

Gewicht: 20 kg

€ 3.519,39

Zzgl. MwSt.

Stück Dampfstrahlgerät

Das D-S 100 entspricht weitgehend dem Typ D-S 100 A, ist jedoch etwas einfacher aufgebaut. Die Wasserversorgung erfolgt bei diesem Gerät nur manuell. Normales Leitungswasser kann jederzeit in den 5 Liter Tank während dem laufendem Betrieb nachgefüllt werden.