



FlexMaster® Instrumente

Packung 6 Stück 25 mm, Taper.04 ISO 015



Artikelnr.: 68105
Hersteller: VDW GmbH
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 65 mm
Länge: 79 mm

€ 60,08

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Instrumente 25 mm, Taper.04 ISO 015

FlexMaster® das etablierte Crown-Down NiTi-System.

- 3 Feilensequenzen stehen für jeden Kanaltyp zur Auswahl
- Einfaches Arbeiten Schritt für Schritt mit der Crown-Down Technik
- Sichere Anwendung durch hohe Feilenstabilität selbst bei niedriger Feilenkonizität (2 %)
- ISO Farbcodierung am Instrumentenschaft