



## Hoffmann's KOPAL LACK

Flasche 50 ml



Artikelnr.: 68294

Hersteller: Hoffmann Dental Manufakt.

Gewicht: 0.115 kg

Höhe: 93 mm

Breite: 52 mm

Länge: 52 mm

**€ 15,31**

*Zzgl. MwSt.*

Flasche 50 ml

- Desinfizierender Kavitätenschutzlack zur Vermeidung post-operativer Sensibilität
- Kavitätenschutzlack vor Zementfüllungen
- Versiegelung von Dentinkanälchen
- Auskleidung von Kavitäten vor Amalgamfüllungen und Restaurationen aus Gold zum Schutz vor Korrosionsprodukten
- Isolierung gegen thermischen Schock
- Schutzlack für die Oberflächen von Zementfüllungen und Gipsmodellen