



Omni Diamanten 807

Packung 5 Stück Standard, FG, Figur 225 umgekehrter Kegel, 3,5 mm, ISO 012



Artikelnr.: 68352
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 47 mm
Länge: 81 mm

€ 7,41

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten Standard, FG, Figur 225 umgekehrter Kegel, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 012

Diamantinstrumente für präzise Präparationsergebnisse. Jede Präparation ist ein zusammenhängender Prozess. Mit dem dafür abgestimmten Instrumentarium arbeiten Sie mit weniger Instrumentenwechsel und kürzerer Präparationszeit. Das Diamant - Sortiment bietet Ihnen universell einsetzbare Instrumente für viele Anwendungen, von der Kavitätenpräparation, Kronenstumpf-Präparation, VeneerPräparation bis zur Periobehandlung.

- schwarz (SG) - supergrob - Zum sehr schnellen Abtragen und Entfernen alter Füllungen
- grün (G) - grob - Zum schnellen Abtragen und Vorschleifen
- farblos - Standard - Zum universellen Beschleifen der Zahnschmelze
- rot (F) - fein - Zum Feinschleifen von vorpräparierten Zahnoberflächen
- gelb (C) - superfein - Zum Finieren von Kompositfüllungen und Füllungsändern
- weiß (UF) - ultrafein - Zum Glätten von Kompositen, Kompomeren und anderen Materialien
- Kavitätenpräparation