



Omni Diamanten 845

Packung 5 Stück Standard, FG, Figur 168, ISO 010



Artikelnr.: 68399
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 47 mm
Länge: 81 mm

€ 7,41

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten Standard, FG, Figur 168 Konus flach, ISO 010

Diamantinstrumente für präzise Präparationsergebnisse. Jede Präparation ist ein zusammenhängender Prozess. Mit dem dafür abgestimmten Instrumentarium arbeiten Sie mit weniger Instrumentenwechsel und kürzerer Präparationszeit. Das Diamant - Sortiment bietet Ihnen universell einsetzbare Instrumente für viele Anwendungen, von der Kavitätenpräparation, Kronenstumpf-Präparation, VeneerPräparation bis zur Periobehandlung.

- schwarz (SG) - supergrob - Zum sehr schnellen Abtragen und Entfernen alter Füllungen
- grün (G) - grob - Zum schnellen Abtragen und Vorschleifen
- farblos - Standard - Zum universellen Beschleifen der Zahnschmelze
- rot (F) - fein - Zum Feinschleifen von vorpräparierten Zahnoberflächen
- gelb (C) - superfein - Zum Finieren von Kompositfüllungen und Füllungsändern
- weiß (UF) - ultrafein - Zum Glätten von Kompositen, Kompomeren und anderen Materialien
- Kavitätenpräparation