



## Omni Diamanten 859

Packung 5 Stück Standard, FG, Figur 166 Konus Spitze, 10 mm, ISO 012



Artikelnr.: 68411  
Hersteller: Omnident GmbH  
Gewicht: 0.003 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 47 mm  
Länge: 81 mm

**€ 10,64**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 5 Diamanten Standard, FG, Figur 166 Konus Spitze, Kopflänge: 10 mm, ISO 012

Diamantinstrumente für präzise Präparationsergebnisse. Jede Präparation ist ein zusammenhängender Prozess. Mit dem dafür abgestimmten Instrumentarium arbeiten Sie mit weniger Instrumentenwechsel und kürzerer Präparationszeit. Das Diamant - Sortiment bietet Ihnen universell einsetzbare Instrumente für viele Anwendungen, von der Kavitätenpräparation, Kronenstumpf-Präparation, Veneer-Präparation bis zur Periobehandlung.

- schwarz (SG) - supergrob - Zum sehr schnellen Abtragen und Entfernen alter Füllungen
- grün (G) - grob - Zum schnellen Abtragen und Vorschleifen
- farblos - Standard - Zum universellen Beschleifen der Zahnschmelze
- rot (F) - fein - Zum Feinschleifen von vorpräparierten Zahnoberflächen
- gelb (C) - superfein - Zum Finieren von Kompositfüllungen und Füllungsrandern
- weiß (UF) - ultrafein - Zum Glätten von Kompositen, Kompomeren und anderen Materialien
- Füllungsbearbeitung, Kronenpräparation