



Omni Diamanten 830L

Packung 5 Stück grün ISO 018



Artikelnr.: 68550
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 47 mm
Länge: 81 mm

€ 10,64

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Diamanten grün ISO 018

Diamantinstrumente bestehen im Kern aus dem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörper belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

schwarz = supergrob Grobes Vorschleifen.

grün = grob Vorschleifen.

blau = mittel Universelles Schleifen.

rot = fein Glätten.

gelb = extra fein Vorfinieren von Kompositen.