



Hinrivest® G

Beutel 5 kg Einbettmasse weiß



Artikelnr.: 68804

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 5.133 kg

Höhe: 315 mm

Breite: 190 mm

Länge: 125 mm

€ 47,56

Zzgl. MwSt.

Beutel 5 kg Einbettmasse weiß

Gipsgebundene und graphitfreie Präzisionseinbettmasse Kl. 2, Typ 1 für Edelmetalle und niedrigschmelzende Legierungen. Die Expansion kann über den Wasserfaktor gesteuert werden. Feine Körnung, hohe Passgenauigkeit und Oberflächenqualität. *Hinrivest® G* kann im konventionellen oder Schnell-Vorwärmverfahren eingesetzt werden.