



## GC UNIFAST Trad

Flasche 104 ml Flüssigkeit

---



Artikelnr.: 68819  
Hersteller: GC Germany GmbH (DE)  
Gewicht: 0.293 kg  
Höhe: 158 mm  
Breite: 67 mm  
Länge: 69 mm

**€ 28,49**

Zzgl. MwSt.

---

Flasche 104 ml Flüssigkeit

Ein universeller Kunststoff für provisorische Inlays, Onlays, Kronen und Brücken oder als Reparaturkunststoff bei Prothesen.

- Für Press- und Pinseltechnik
- Leichtes Auftragen
- Schnelles Aushärten
- Hohe Dimensionsstabilität
- Geeignet für Langzeitprovisorien