



## Dental Readymatic Chemie

Packung 1 Entwicklerkonzentrat, 1 Nachfülllösung, für 4 x 2 l Lösung

---



Artikelnr.: 68897

Hersteller: Carestream Health SA

Gewicht: 8.5 kg

Höhe: 263 mm

Breite: 163 mm

Länge: 322 mm

**€ 32,55**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 1 Entwicklerkonzentrat, 1 Nachfülllösung, für 4 x 2 Liter Lösung

KODAK Dental Readymatic Fertigchemikalien sind speziell für die Verwendung in Entwicklungsmaschinen vorgesehen. Sie ermöglichen eine hervorragende, konstante Qualität bei der Entwicklung intra- und extraoraler Röntgenaufnahmen. Die Chemikalien werden gebrauchsfertig geliefert; kein Ansetzen oder Verdünnen notwendig.