



Cubihahn

Stück für 5 und 10 Liter Kanister



Artikelnr.: 68931

Hersteller: Alpro Medical GmbH

Gewicht: 0.014 kg

Höhe: 30 mm

Breite: 49 mm

Länge: 84 mm

€ 3,93

Zzgl. MwSt.

Stück Cubihahn für 5 und 10 Liter Kanister

Zur Anwendung für Cubitainer z. B.

- Minuten Spray classic
- AlproCleaner
- AlproJet-D
- AlproJet-DD
- AlproJet-W
- PlastiSept
- AlproSol
- SteriCleaner