



# Röntgen-Sensorhalter

Testset



Artikelnr.: 69051  
Hersteller: Kerr GmbH  
Gewicht: 0.235 kg  
Höhe: 73 mm  
Breite: 187 mm  
Länge: 215 mm

**€ 189,25**

*Zzgl. MwSt.*

**Testset** 5 Sensorhalter mit Ring (Kwik-Bite, Super-Bite Anterior, Super-Bite Posterior, Endo-Bite Posterior), 5 Zentrierhilfen

- Universelles System
- Kompatibel mit allen gängigen Marken, Typen und Größen von Sensoren
- Bewährter extraoraler Zentrierring
- Exakte Positionierung garantiert detailgetreue Wiedergabe auf jedem Röntgenbild
- Reproduzierbare Resultate dank einfacher präziser Positionierung