



Ultrapak™ CleanCut

Flasche 244 cm Faden Nr. 0



Artikelnr.: 69101

Hersteller: Ultradent Products GmbH

Gewicht: 0.008 kg

Höhe: 63 mm

Breite: 23 mm

Länge: 25 mm

€ 13,24

Zzgl. MwSt.

Flasche 244 cm Faden Nr. 0

Der Ultrapak™-Retraktionsfaden setzt seit über 20 Jahren den Maßstab. Seine gestrickte Struktur sorgt für unübertroffene Geschmeidigkeit, Saugfähigkeit und effektives Abdrängen der Sulcus-Manschette vor der Abformung. Als *Ultrapak™ CleanCut* wird die Handhabung zusätzlich erleichtert: Durch eine Schneide-Vorrichtung sowie eine Mess-Skala. Die CleanCut-Kappe trennt die Fadenstücke sauber ab, ohne sie auszufransen. Die an der Flaschen-Seite angebrachte Skala ermöglicht ein einfaches Ablängen.