



TOPDENT Breitbürste

Packung 12 Stück 4-reihig, Chungkingborsten Kern: Ø 20 mm, Außen: Ø 80 mm, weich



Artikelnr.: 69135

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.512 kg

Höhe: 285 mm

Breite: 93 mm

Länge: 93 mm

€ 64,11

Zzgl. MwSt.



Packung 12 Bürsten 4-reihig, Chungkingborsten Kern: Ø 20 mm, Außen: Ø 80 mm, weich

Polierbürste für den Poliermotor. 4-reihig, Kunststoffkern. Chungkingborsten - 20 mm, Weiche Bürste für Kunststoffe.