



## Wirobond® Lot

Packung 4 Lötstäbe dreieckig, ohne Flussmittel

---



Artikelnr.: 69168

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 0.03 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 114 mm

Länge: 113 mm

**€ 42,19**

Zzgl. MwSt.

---

**Packung** 4 Lötstäbe dreieckig, ohne Flussmittel

Wirobond®, sehr gut geeignet für alle Wirobond®-Legierungen (Co-Cr-Aufbrennlegierungen), Solidus-, Liquidustemperatur 1.125, 1.195 °C. Empfohlenes Flussmittel ist Minoxyd.

Zusammensetzung in Masse-%: Co 61,0 · Cr 28,5 · Si 4,2 · Mo 3,1 · B 1,5 · Fe 1,3 · C.