



LISKO Polierer

Packung 10 Stück unmontiert, weiß fein, 4 Stützscheiben, 1 Mandrell



Artikelnr.: 69192

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH

Gewicht: 0.024 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 49 mm

Länge: 61 mm

€ 15,42

Zzgl. MwSt.

Packung 10 Scheiben weiß fein, unmontiert mit 4 Stützscheiben, 1 Mandrell

Weiche, elastische Polierscheiben. Ideal zum Beschleifen und Glätten von weichbleibenden Unterfütterungen, Mundschutz, Positionern etc. Alle Arbeitsgänge sind mit der Körnung möglich.

- braun - grob
- grau - mittel
- weiß - fein