



# HYDRIM HIP™ Reinigungslösung

Packung 2 x 3,8 l Karton, für HYDRIM M2 G4



Artikelnr.: 69208

Hersteller: SciCan GmbH

Gewicht: 9.24 kg

Höhe: 307 mm

Breite: 250 mm

Länge: 198 mm

**€ 102,36**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 2 x 3,8 Liter Reinigungslösung im Karton, für HYDRIM M2 G4

Die HIP™-Lösung (HYDRIM Reinigungslösung mit Instrumentenschutz) wurde sorgfältig entwickelt, um eine hervorragende Kompatibilität mit einer Vielzahl an Materialien und Beschichtungen zu bieten. HIP wird in verschiedenen Phasen des Zyklus automatisch hinzugegeben, um die Reinigung und den Schutz der Instrumente zu optimieren. Unabhängige Tests der HIP Reinigungslösung in den HYDRIM Reinigungs- und Desinfektionsgeräten zeigen, dass Proteine zu 99,9 % entfernt werden – weit mehr, als mit bloßem Auge zu erkennen ist!