



TORK® Standard Papierwischtücher W5 System

Karton 10 x 200 Stück 2-lagig, geprägt, perforiert, 23 x 27,5 cm, hochweiß



Artikelnr.: 69229

Hersteller: SCA Hygiene Products GmbH

Gewicht: 5.17 kg

Höhe: 248 mm

Breite: 279 mm

Länge: 689 mm

€ 27,60

Zzgl. MwSt.

Karton 10 x 200 Tücher 2-lagig, geprägt, perforiert, 23 x 27,5 cm, hochweiß

TORK® Standard-Papierwischtücher Kleinrolle Weiß W5, Mehrzweck-Papiertücher, 10 x 55 m. Wo Wischarbeiten zum Arbeitsalltag gehören, wird ein widerstandsfähiges Mehrzweckprodukt benötigt. Unsere kostengünstige Kleinrolle *TORK® Standard-Papierwischtücher* ist fest und saugfähig – für alle regelmäßigen Reinigungsarbeiten. Zudem sind die 2-lagigen Papiertücher mehrfach verwendbar, was Kosten und Abfall reduziert. In Kombination mit dem Wandhalter für Kleinrollen bleiben sie für eine bessere Hygiene geschützt. Vorteile auf einen Blick:

- Fest und saugfähig, um Hände und Oberflächen abzuwischen
- Widerstandsfähig auch bei Feuchtigkeit
- Mehrfach verwendbar
- Kompatibel mit den TORK® W5 Spendern
- Reduzieren Sie das Abfallaufkommen und steigern Sie die Effizienz dank wiederverwendbarer Papiertücher
- Nutzern Sie zur einfachen Ausgabe den TORK® Vario Spender
- 2-lagig, Universal Qualität
- Rollengröße: L 55 m B 23 cm, Blattlänge: 27.5 cm, Innendurchmesser Kern: 3.9 cm