



TOPDENT Silimont Polierer

Packung 6 Stück grün grob, TD-4



Artikelnr.: 69250

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.047 kg

Höhe: 28 mm

Breite: 70 mm

Länge: 87 mm

€ 22,68

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Polierer grün grob, TD-4

Zum Abtragen (grün), Glätten (schwarz) und Hochglanzpolieren (gelb) von prothetischen und kieferorthopädischen Kunststoffen. Drehzahlbereich 5.000 - 7.000 U/min.