



Keramogrip

Stück 11090300, gebogen



Artikelnr.: 69305
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.08 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 87 mm
Länge: 169 mm

€ 80,29

Zzgl. MwSt.

Stück Haltezange 11090300, gebogen

Halteinstrument für Kronen und Brücken bei keramischen oder kunststofftechnischen Arbeiten.

- Auswechselbare, grazile Diamantspitzen
- Keine Beschädigung des Kronenrandes durch Ellipsenform
- Feine Abstufung des Feststellrasters
- Einsatzgebiete: Verblenden, Riffeln, Bemalen oder Antragen von approximalen Kontaktpunkten
- Ideal bei vollkeramischen Rekonstruktionen