



mollosil® Plus Automix1

Refill Packung 50 ml Automix Doppelkartusche, 1 Kartusche Base und Katalysator



Artikelnr.: 69510
Hersteller: DETAX GmbH
Gewicht: 0.124 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 61 mm
Länge: 145 mm

€ 122,01

Zzgl. MwSt.

Refill Packung 50 ml Automix Doppelkartusche, 1 Kartusche Base und Katalysator

Definitive Direkt-Unterfütterung auf A-Silikonbasis, dauerhaft weichbleibend, kalthärtend, biokompatibel. Fehlerfreies Mischen und Dosieren durch Automix, wird direkt aus der Kartusche auf die Prothesenbasis appliziert. Absolut sichere Haftung am Prothesenacrylat. Auch für die Anwendung im indirekten Verfahren geeignet. Gingivafarben. Kartuschenmischsystem 1:1. Mit farbindexierten Primer zur optimalen Kontrolle des Auftragevorgangs.