



## HinriScan-Lack

Flasche 20 ml Lack elfenbein, 1 Pinsel

---



Artikelnr.: 69559  
Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH  
Gewicht: 0.033 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 93 mm  
Länge: 143 mm

**€ 21,49**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Flasche** 20 ml Lack elfenbein, 1 Pinsel

Für alle CAD/CAM Systeme geeignet.

*HinriScan-Lack* Scanfähiger Antireflexlack.

- Glättet die zu scannenden Oberflächen
- Dient ausschließlich der extraoralen, laborseitigen Anwendung
- Laseropak und abwaschbar