



# HinriScan Verdünner

Flasche 20 ml Verdünner

---



Artikelnr.: 69564

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 0.072 kg

Höhe: 75 mm

Breite: 26 mm

Länge: 26 mm

**€ 11,11**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Flasche** 20 ml Verdünner

Für alle CAD/CAM Systeme geeignet.

*HinriScan Verdünner* zum Verdünnen von HinriScan Lack.

- Für alle Dentalgipse geeignet