



## Diamanten 849

Packung 5 Stück rot fein, FG, Figur 197 Konus rund, 6 mm, ISO 012



Artikelnr.: 69750

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.004 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 38,40**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten rot fein, FG, Figur 197 Konus rund, Kopflänge: 6 mm, ISO 012

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- schwarzer Ring - supergrob - H = 544, grobes Vorschleifen - 151-213 µm
- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- weißer Ring - ultra fein - U = 494, Endfinieren und Glätten - 4-14 µm
- Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000 U/min., ISO 018 - 250.000 U/min., ISO 023 - 190.000 U/min., ISO 025 - 180.000 U/min.
- Figur 693- Für die optimale Entfernung von Restplaque im subgingivalen Bereich
- Drehzahl RA ISO 012 - 160.000 U/min.