



Sekundenkleber Nr. 1733 U

Flasche 5 g universal



Artikelnr.: 69789
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 63 mm
Breite: 20 mm
Länge: 20 mm

€ 3,36

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 g universal

Wirkstoff Methylcyanacrylat sorgt für gute Klebeeigenschaften und ideales Fließverhalten. Die Abbindezeit ist kurz, aber für alle Anwendungen in der Zahntechnik ausreichend. Klebt Gips, Metall, Kunststoff und Keramik. Eignet sich aber auch gut zum Versiegeln von Stümpfen und Gipsoberflächen.