



AXIOSPLIT®

Kit Artikulator N



Artikelnr.: 69811

Hersteller: SAM Präzisionstechnik

Gewicht: 0.473 kg

Höhe: 45 mm

Breite: 168 mm

Länge: 180 mm

€ 320,59

Zzgl. MwSt.

Kit 1 Artikulator N, normale Magnetstärke, 1 Sockelplatte einteilig, 1 Sockelplatte zweiteilig, 2 Sicherungsringe, 2 Magnete

Zum problemlosen und genauen Austausch von Modellen zwischen verschiedenen Artikulatoren, z. B. in Praxis und Labor, Splitcastkontrolle.