



Sinterdiamanten 50



Artikelnr.: 69838
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.003 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 36 mm
Länge: 68 mm

€ 23,27

Zzgl. MwSt.

Stück Diamant rot fein, HP, Figur 161, Kopflänge: 8 mm, ISO 037

Immer neue Werkstoffe erfordern verbesserte Instrumente zur Bearbeitung. Dabei sollte ein solches Instrument möglichst universell für viele Materialien einsetzbar sein. Sinterdiamanten bieten in der Zahntechnik Zeit- und Kostenvorteile bei jeder Anwendung. Im Gegensatz zu galvanischen Schleifern, die nur mit einer Diamantschicht belegt sind, bestehen Sinterdiamanten durch und durch aus Diamanten, die von einer Metallverbindung gehalten werden. Die für Sinterdiamanten verwendete Diamantqualität und die Spezial-Metallbindung garantieren ideale Schleifergebnisse.

- Optimale Drehzahl 20.000-25.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/ Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik