



Bi-Flex

Stück beidseitig, Ø 22 mm, S: 0,15 mm



Artikelnr.: 70019
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.012 kg
Höhe: 56 mm
Breite: 29 mm
Länge: 33 mm

€ 24,08

Zzgl. MwSt.

Stück Separierscheibe beidseitig, Ø 22 mm, Stärke 0,15 mm

Diamantierte Separierscheibe für Keramik.

Vorteile

- Hochflexible, beidseitig belegte Separierscheibe für Keramik.
- Feine Diamantbeschichtung für schonende Separierung und Konturierung
- Max. Drehzahl 15.000 U/min.