



Standard-Trennscheiben

Packung 100 Stück Ø 37 mm x 1 mm



Artikelnr.: 70064
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.345 kg
Höhe: 43 mm
Breite: 69 mm
Länge: 121 mm

€ 42,85

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Scheiben Ø 37 mm x 1 mm

Zum Abtrennen von Gusskanälen bei Kobalt-Chrom-Legierungen.

- Besonders empfehlenswert auch zum Verschleifen von Gusskanälen und zur Bearbeitung von Modellgussgerüsten
- Hohe Standzeit bei starker Abtragsleistung.
- Maximale Drehzahl: 25.000 U/min.