



Trennscheiben für Keramik

Packung 50 Stück Ø 22 mm x 0,2 mm



Artikelnr.: 70068
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.021 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 32 mm
Länge: 78 mm

€ 31,57

Zzgl. MwSt.

Packung 50 Scheiben Ø 22 mm x 0,2 mm

Extradünne Spezialtrennscheiben für feinste Keramik-Separierarbeiten. Max. Drehzahl 20.000 U/min.