

SONOREX SUPER RK 100

Stück ohne Heizung



Artikelnr.: 70138

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 5.4 kg

Höhe: 220 mm

Breite: 320 mm

Länge: 340 mm

€ 556,11

Zzgl. MwSt.

Stück Ultraschallbad RK 100 ohne Heizung

Hochleistungs-Ultraschallreiniger für den Einsatz in Praxis, Labor und Werkstatt. Die bewährten und besonders robusten SONOREX Ultraschallbäder reinigen gründlich und schonend durch intensive Kavitationsblasen auch an den schwer zugänglichen Stellen der Reinigungsobjekte. Eine nutzerfreundliche Drehgriffbedienung dient zur einfachen Einstellung der Reinigungsdauer. Durch die vollautomatische SweepTec-Funktion werden stehende Wellen im Ultraschallfeld verhindert und eine besonders gleichmäßige Reinigung erzielt.