



SONOREX Edelstahlbecher

Stück EB 05



Artikelnr.: 70148

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.329 kg

Höhe: 161 mm

Breite: 122 mm

Länge: 143 mm

€ 51,97

Zzgl. MwSt.

Stück Einsatzgefäß, EB 05

Edelstahl, 600 ml, zum Einhängen in Lochdeckel DE. Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/ Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher). Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontakflüssigkeit eingesetzt werden muss. Zubehör für SONOREX Lochdeckel DE 52, DE 100, DE 255, DE 6, DE 156, DE 510, DE 514, ES 4.