



## SONOREX Siebkorb

Stück Ø 75mm, KD 0



Artikelnr.: 70153

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.043 kg

Höhe: 48 mm

Breite: 87 mm

Länge: 92 mm

**€ 35,72**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Siebkorb, Ø 75mm, KD 0

Siebkorb mit sehr feinem Netz zum Einsetzen in Einsatzgefäße oder zur Reinigung von sehr feinen Teilen direkt im Ultraschallbad in Edelstahl oder Kunststoff.