



LT 102 Löffelträger

Stück



Artikelnr.: 70165

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.035 kg

Höhe: 60 mm

Breite: 72 mm

Länge: 175 mm

€ 50,26

Zzgl. MwSt.

Stück Löffelträger

Mit Silikon-Abstandshaltern zur sicheren Halterung von max. 8 Abdrucklöffeln während der Reinigung im Ultraschallbad. Zubehör für SONOREX RK 100/H, RK 102 H, DT 100/H, DT 102 H.